



PRO VITA
SPRZETMEDYCZNY.PL



Innowacje
dla medycyny

Aeroplus E

Stacjonarny koncentrator tlenu



 Zaprojektowany i wyprodukowany w Niemczech

Kröber
MEDIZINTECHNIK

Kröber Aeroplus E - Lekki i prosty w obsłudze

Model Aeroplus E powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie na urządzenie proste w obsłudze i ekonomiczne w zakupie oraz utrzymaniu. Jest cichy w użytkowaniu (<40 db) i lekki (17,5 kg), odznacza się niskim poborem mocy. Koncentrator jest niezawodny i prosty w obsłudze - urządzenie dedykowane dla osób oczekujących bezproblemowego użytkowania, wygody i mobilności w domowej tlenoterapii.

Niemiecka, rodzinna firma Kröber Medizintechnik od ponad 25 lat z powodzeniem rozwija technologie, łącząc najlepsze tradycje z innowacją, nadal dopracowując urządzenia w swojej ofercie. Precyzja i dokładność wykonania w połączeniu z dążeniem do standardu jakości sygnowanego własnym nazwiskiem właścicieli sprawia, że urządzenia Kröber są synonimem solidności i niezawodności. Produkcja komponentów oraz urządzeń wciąż zlokalizowana jest w Niemczech.

Pro Vita jest dystrybutorem i autoryzowanym serwisem firmy Kröber w Polsce.



Cechy urządzenia

- Modułowa budowa zestawu
- Łatwy dostęp do filtra i bezpieczników
- Interfejs USB
- Czujnik tlenu
- Nowoczesny design, łatwa obsługa
- 30.000 godzin gwarancji
- Ultraciche działanie
- Sterowany mikroprocesorem
- Racjonalna cena
- Wyprodukowany w Niemczech

Akcesoria

- Instrukcja użytkownika
- Nawilżacz wielokrotnego napełniania
- Kaniula nosowa 2 m oraz 5 m

Specyfikacja

Klasyfikacja wyrobu medycznego
Zasilanie
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Poziom hałasu
Pobór mocy
Filtr przeciwpyłowy oraz filtr drobny
Bezpieczniki

Waga
Wymiary
Gwarancja producenta

Regulacja przepływu
Koncentracja tlenu

klasa IIa
230 V 50 Hz / 220 V 60 Hz / 115 V 60 Hz
od +5° do +40° C
od -25° do +70° C
< 40 dB (A)

< 300 W
z tyłu urządzenia
sieciowy: T 3.15 A H 250V
wewnętrzny: T 1.0 A L 250V
17,5 kg

625 x 300 x 400 mm
30.000 godzin działania - maksymalnie 5 lat
zgodnie z warunkami gwarancji
przepływomierz 0,5 - 5 l/min
1 - 3 l/min 95% -3%
3 - 4 l/min 93% +/-3%
4 - 5 l/min 90% +/-3%

TECHNICZNA SPECYFIKACJA MOŻE ULEC ZMIANIE BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADAMIANIA.



PRO VITA
SPRZĘT MEDYCZNY

T: +48 77 4621300 F: +48 77 4621301

www.sprzetmedyczny.pl